

Anti-Komplement-Faktor-H-Kaninchen-Monoklonaler-Antikörper Für Wb, Elisa - P08603

Artikelnummer: CM0009954



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanen Komplementfaktor H (CFH), validiert für WB und ELISA. Molekulargewicht 139 kDa. Ideal für die Erforschung der Komplementregulation, der angeborenen Immunität und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor H Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3075
Gen-ID	3075
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Komplementfaktor H (P08603) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08603
Proteingewicht	139kDa
Versand	Eistasche