


Anti-Komplementfaktor H Kaninchen Pab Für Wb - P08603

Artikelnummer: CM0017931



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Komplementfaktor H, einen wichtigen löslichen Inhibitor des alternativen Komplementwegs. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 139 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor H Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Komplementfaktor H
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3075
Gen-ID	3075
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240 des menschlichen Komplementfaktors H (NP_004485.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08603
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel