

Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Gegen Komplementfaktor H Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08603

Artikelnummer: CM0022488



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanen Komplementfaktor H (CFH), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Regulation des alternativen Komplementwegs und der altersbedingten Makuladegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Komplementfaktor H Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Komplementfaktor H
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3075
Gen-ID	3075
Immunogen	rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-323 des menschlichen Komplementfaktors H (NP_000177.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08603
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel