


Monoklonaler Anti-Comt-Kaninchenantikörper Für Wb Und Elisa - P21964

Artikelnummer: CM0010150



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COMT (Catechol-O-Methyltransferase), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 30 kDa. Ideal für die Erforschung des Neurotransmitterstoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COMT-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	HEL-S-98n; COMT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1312
Gen-ID	1312
Immunogen	Synthetisches Peptid; ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen COMT (P21964) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P21964
Proteingewicht	30 kDa
Versand	Kühlakku