


## Anti-Comt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21964

Artikelnummer: CM0027828



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COMT (Catechol-O-Methyltransferase), reaktiv mit Human, Maus und Ratte. Validiert für WB und ELISA. Ideal für die Forschung zu Katecholamin-Stoffwechsel und Neurotransmitter-Abbau.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | COMT Kaninchen pAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | HEL-S-98n; COMT                                                                                                           |
| Spezies           | Human                                                                                                                     |
| GeneID (Human)    | 1312                                                                                                                      |
| GeneID            | 1312                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 42-221 von humanem COMT (NP_009294.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P21964                                                                                                                    |
| Protein-Gewicht   | 30kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |