


Anti-Comt Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21964

Artikelnummer: CM0021102



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Catechol-O-Methyltransferase (COMT), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Neurotransmitter-Stoffwechsel - P21964.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] COMT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEL-S-98n; [KD Validiert] COMT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1312
GenID	1312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das enthaltend ist eine Sequenz, die den Aminosäuren 51-271 von humanem COMT (NP_000745.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21964
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel