


Monoklonaler Anti-Connexin-43-Antikörper Für Wb Und Elisa - P17302

Artikelnummer: CM0007044



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Connexin-43-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist das Gap-Junction-Alpha-1-Protein, das für die interzelluläre Signalübertragung und die angeborene Immunität von entscheidender Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Connexin 43 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2697
GeneID	2697
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-382 des humanen Connexin 43 (NP_000156.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17302
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku