


Anti-Connexin 43 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P17302

Artikelnummer: CM0023271



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes Connexin 43 (Cx43/GJA1). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Gap-Junctions-Biologie und angeborene antivirale Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Connexin 43 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2697
GenID	2697
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 283-382 des menschlichen Connexin 43 entspricht (NP_000156.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17302
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel