


Anti-Connexin 43 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17302

Artikelnummer: CM0013551



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes Connexin 43 (Cx43, GJA1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Gap Junctions, kardialen Fragen und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Connexin 43 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2697
Gen-ID	2697
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 233-382 von humanem Connexin 43 (NP_000156.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17302
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel