

Monoklonaler Anti-Contactin-2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q02246

Artikelnummer: CM0010416



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Contactin-2, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung zu axonalen Domänen und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Contactin-2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6900
Gen-ID	6900
Immunogen	Synthetisches Peptid – ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen Contactin-2 (Q02246) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q02246
Proteingewicht	113 kDa
Versand	Kühlakku