


## Anti-Contactin 2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q02246

Artikelnummer: CM0027589



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Contactin 2 (TAG-1/TAX-1). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Das Ziel ist an der Organisation von Axonal-Domänen und der Zelladhäsion beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Contactin 2 Kaninchen pAb                                                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2                                                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                       |
| Gen-ID (Mensch)   | 6900                                                                                                                                                         |
| Gen-ID            | 6900                                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 785-1012 von humanem Contactin 2 (NP_005067.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                                  |
| SWISS             | Q02246                                                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 113kDa                                                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                    |