

Anti-Copa Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P53621

Artikelnummer: CM0003629



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper, der gegen COPA (alpha-COP, Coatomer-Untereinheit Alpha) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung an intrazellulärem Transport und COPI-Vesikeln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AIJJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1314
GenID	1314
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem COPA (P53621) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53621
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel