

Anti-Copa-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53621

Artikelnummer: CM0021536



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COPA (Coatomer-Untereinheit Alpha). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung des COPI-Vesikeltransports und der Golgi-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	COPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIJJK; HEP-COP; alpha-COP; COPA
Spezies	Mensch
GenID	1314
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 550-650 von humanem COPA, NP_001091868.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P53621
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel