

Anti-Copb2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35606

Artikelnummer: CM0002348

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen COPB2, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines COPB2 (Coatomer-Untereinheit Beta'), das am ER-Golgi-Transport beteiligt ist, 102 kDa. Ideal für Forschung im Bereich Trafficking und verwandter Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 657-906 von menschlichem COPB2 (NP_004757.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35606
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel