


Anti-Copbb2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35606

Artikelnummer: CM0006747



Einführung

Anti-COPB2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in menschlichen Proben. Zielt auf die Coatomer-Untereinheit beta'-COP (p102), eine Schlüsselkomponente von COPI-Vesikeln, die für den retrograden Transport vom Golgi-Apparat zum ER wichtig ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9276
GenID	9276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 657-906 von menschlichem COPB2 (NP_004757.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35606
Proteingewicht	102kDa
Versand	Eisbeutel