


Anti-Copb2 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35606

Artikelnummer: CM0030066



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen COPB2, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-COPB2 (~102 kDa). Ideal für die Untersuchung der Funktion des Coatomer-Komplexes bei Golgi-Transport und Proteintransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9276
Gen-ID	9276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 657-906 des menschlichen COPB2 (NP_004757.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35606
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Eisbeutel