


Anti-Cope Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14579

Artikelnummer: CM0017304



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes COPE (epsilon-COP) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung des COPI-Vesikeltransports und der Golgi-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	epsilon-COP; COPE
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11316
GenID	11316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-308 von humanem COPE (NP_009194.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14579
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel