

Anti-Copg1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y678

Artikelnummer: CM0017689



Einführung

COPG1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem COPG1 (Coatomer-Untereinheit Gamma-1, ~98 kDa). Zuverlässig für die Forschung an Golgi-Transport und COPI-Vesikeln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COPG; COPG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22820
Gen-ID	22820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 555-874 von humanem COPG1 (NP_057212.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y678
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel