

Anti-Copg2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Artikelnummer: CM0016527

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen COPG2 (gamma-2-COP), eine Coatomer-Untereinheit, die am Golgi-Vesikeltransport beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zum retrograden Transport und Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	26958
GeneID	26958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 542-871 von humanem COPG2 (NP_036265.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBF2
Protein-Gewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel