

Anti-Copg2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Artikelnummer: CM0015880

Einführung

Der COPG2 polyklonale Kaninchen-Antikörper (pAb) von CamelBio ist für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA validiert und reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-COPG2. Ideal für die Forschung am Coatomer-Komplex und den Golgi-Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPG2 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Spezies	Human
GeneID (Human)	26958
GeneID	26958
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 542-871 des humanen COPG2 (NP_036265.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBF2
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel