

Anti-Cops3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uns2

Artikelnummer: CM0030559



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COPS3, eine COP9-Signalosom-Untereinheit, die den Ubiquitin-abhängigen Abbau reguliert. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Signalosom und Cullin-RING-Ligasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSN3; SGN3; COPS3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	8533
GeneID	8533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 194-423 von humanem COPS3 (NP_003644.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNS2
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel