


Anti-Cops3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

Artikelnummer: CM0002684



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches COPS3 (COP9 Signalosom-Untereinheit 3). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Ubiquitin-Signalweg und zum Signalosom.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPS3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CSN3; SGN3; COPS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8533
GenID	8533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 320-423 von menschlichem COPS3 (Q9UNS2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UNS2
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel