

Anti-Cops6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q7L5N1

Artikelnummer: CM0029756



Einführung

COPS6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA gegen Mensch, Maus, Ratte; 36kDa COP9 Signalosom-Untereinheit 6. Ideal für die Forschung am Ubiquitin-Weg, Signalosom und Deneddylierung.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Wert
Produktname	COPS6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSN6; MOV34-34KD; COPS6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10980
GenID	10980
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 58-327 von menschlichem COPS6 (NP_006824.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7L5N1
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel