

Anti-Cops7A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubw8

Artikelnummer: CM0025615



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes COPS7A (CSN7a), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zum COP9-Signalosom, Ubiquitin-Signalweg und Proteinabbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPS7A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	50813
GenID	50813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-275 des menschlichen COPS7A (NP_057403.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBW8
Proteinmasse	30 kDa
Versand	Eisbeutel