


Anti-Cops8-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99627

Artikelnummer: CM0015522



Einführung

COPS8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Detektiert COPS8 in Human, Maus und Ratte. Zielgerichtet ist COP9 Signalosom-Untereinheit 8 für die Forschung am Ubiquitin-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COPS8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COP9; CSN8; SGN8; COPS8
Spezies	Human
GenID (Human)	10920
GenID	10920
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-209 von humanem COPS8 (NP_006701.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99627
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel