

Anti-Copz1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - P61923

Artikelnummer: CM0013431



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die Coatomer-Untereinheit Zeta-1 (COPZ1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben; erkennt ein etwa 20 kDa großes Protein, das am Transport vom Golgi-Apparat zum ER beteiligt ist. Ideal für die molekularbiologische Forschung und IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikationen
Produktname	COPZ1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	COPZ; CGI-120; HSPC181; zeta-COP; zeta1-COP; COPZ1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	22818
GeneID	22818
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P61923
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku