

Anti-Coq10B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H8M1

Artikelnummer: CM0014635

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes COQ10B (Coenzym Q-bindendes Protein COQ10 Homolog B, mitochondrial). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COQ10B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COQ10B
Spezies	Mensch
GeneID	80219
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (38-150) des humanen COQ10B (NP_079423.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H8M1
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eistasche