

Anti-Coq3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzj6

Artikelnummer: CM0029810

Einführung

Anti-COQ3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ziel ist die mitochondriale Ubichinon-Biosynthese-O-Methyltransferase. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-COQ3. Ideal für die Ubichinon-Stoffwechselweg-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COQ3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DHHBMT; bA9819.1; DHHBMTASE; UG0215E05; COQ3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51805
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-369 von humanem COQ3 (NP_059117.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZJ6
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel