


Anti-Coq7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99807

Artikelnummer: CM0027974



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COQ7 (NADPH-abhängige 3-Demethoxyubichinon-3-Hydroxylase), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ubichinon-Biosynthese und mitochondrialen Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COQ7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
Spezies	Human
Gen-ID	10229
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 37-217 von humanem COQ7 entspricht (NP_057222.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q99807
Protein-Gewicht	24 kDa
Versand	Eisbeutel