

Anti-Corin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5Q5

Artikelnummer: CM0018035

Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen menschliches CORIN, geeignet für WB und ELISA. Erkennt human, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen (AS 1-110). Für die kardiovaskuläre und natriuretische Peptid-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CORIN Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10699
Gen-ID	10699
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von menschlichem CORIN (NP_006578.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5Q5
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel