

Anti-Coro1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31146

Artikelnummer: CM0026223

Einführung

CORO1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten Coronin-1A, ein 51 kDa Aktin-bindendes Protein, das an der Phagosomenreifung und Zellmotilität beteiligt ist. Ideal für Immunologie- und Infektionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CORO1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11151
Gen-ID	11151
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 362-461 von humanem CORO1A (NP_001180262.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31146
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel