

Anti-Coro1B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Br76

Artikelnummer: CM0016920



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CORO1B (Coronin-1B), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Ideal für die Forschung zu Zellmotilität, Aktindynamik und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CORO1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CORONIN-2; CORO1B
Spezies	Mensch
Gen-ID	57175
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 380-489 von humanem CORO1B (NP_065174.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9BR76
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel