

Anti-Cortactin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14247

Artikelnummer: CM0029247



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Cortactin (EMS1) gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Zytoskelett und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	
Produktname	Cortactin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EMS1; Cortactin
Spezies	Human
GenID (human)	2017
GenID	2017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 301-400 von humanem Cortactin (NP_005222.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14247
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel