


Anti-Cortactin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14247

Artikelnummer: CM0008820



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Cortactin (CTTN/EMS1), validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Aktin-Zytoskeletts und der Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cortactin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EMS1; Cortactin
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2017
GeneID	2017
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Cortactins (Q14247)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14247
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Kühlakku