

Anti-Cortactin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14247

Artikelnummer: CM0017992



Einführung

Der Cortactin Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert endogenes Cortactin (aa 1-200) in Human-, Maus- und Rattenproben mittels WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Aktin-Dynamik, Zellmigration und Tumorinvasivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cortactin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EMS1; Cortactin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2017
Gen-ID	2017
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem Cortactin (NP_612632.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14247
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eistasche