


## Anti-Coup-Tfii/Nr2F2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P24468

Artikelnummer: CM0007431



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes COUP-TFII/NR2F2 (ARP-1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Kernrezeptoren und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Spezifikation     | Details                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | COUP-TFII/NR2F2 Kaninchen mAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII                                                      |
| Spezies           | Human                                                                                                                             |
| GeneID (Human)    | 7026                                                                                                                              |
| GeneID            | 7026                                                                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 5-100 von menschlichem COUP-TFII/NR2F2 (NP_066285.1) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                |
| SWISS             | P24468                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 46kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |