


Anti-Cox Iv Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13073

Artikelnummer: CM0004668



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen COX IV (COX4I1), validiert für Western Blot, IP, Immunfluoreszenz, IHC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Atmung und oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] COX IV Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1327
Gen-ID	1327
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-98 des humanen COX IV enthält. (NP_001852.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P13073
Protein-Gewicht	20 kDa
Versand	Eisbeutel