


Anti-Cox Iv Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19783

Artikelnummer: CM0029255



Einführung

Hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen COX IV (Cytochrom-c-Oxidase Untereinheit 4 Isoform 1), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur mitochondrialen Atmung und oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX IV Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	1327
Gen-ID	12857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-98 von Maus-COX IV (NP_001280488.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19783
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Eistasche