


Anti-Cox1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00397

Artikelnummer: CM0007070



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 1 (COX1). Validiert für Western Blotting, IHC-P, IF/ICC und ELISA in menschlichen, murinen und rattigen Proben. Wesentlich für die Untersuchung der Funktion der mitochondrialen Atmungskette.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CoxI; COX1
Spezies	Maus
Gen-ID (Maus)	17708
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 414-514 von menschlichem COX1 (NP_904330.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00397
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel