

Anti-Cox15 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzn9

Artikelnummer: CM0014705

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes COX15, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Ideal für Forschung zu Häm-A-Biosynthese, Mitochondrienfunktion und Krankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1355
GenID	1355
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem COX15 entspricht (NP_510870.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7KZN9
Proteinmasse	46 kDa
Versand	Eisbeutel