

Anti-Cox1/Ptgs1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23219

Artikelnummer: CM0029922



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen COX1/PTGS1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zu Entzündungen und Prostaglandin-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX1/PTGS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	5742
GenID	5742
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23219
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel