

Anti-Cox1/Ptgs1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23219

Artikelnummer: CM0005166



Einführung

COX1/PTGS1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität für Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung der Prostaglandin-Biosynthese, der Entzündungsreaktion und der Thrombozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX1/PTGS1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5742
Gen-ID	5742
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P23219
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel