


Anti-Cox2/Ptgs2-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Artikelnummer: CM0017522



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes COX2/PTGS2 (aa 375-604). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Entzündungs-, Prostaglandin-Biosynthese- und verwandte Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Anti-COX2/PTGS2-Polyklonalantikörper
Bemerkungen/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5743
GeneID	5743
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 375-604 von COX2/PTGS2 entspricht (NP_000954.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35354
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eistasche