


Anti-Cox2/Ptgs2 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Artikelnummer: CM0009050



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes COX2/PTGS2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-COX2. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, Prostaglandinsynthese und pro-resolvierenden Mediatoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX2/PTGS2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	5743
GeneID	5743
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 505-604 von humanem COX2/PTGS2 (P35354) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35354
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel