


Anti-Cox2/Ptgs2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P35354

Artikelnummer: CM0005173



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches COX2/PTGS2. Validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Entzündungs-, Krebs- und Prostaglandinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX2/PTGS2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5743
Gen-ID	5743
Immunogen	Synthetisches Peptid Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35354
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eispack