


Anti-Cox2/Ptgs2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q05769

Artikelnummer: CM0024999



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-COX2/PTGS2 gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zur Prostaglandin-Biosynthese, Entzündung und Auflösungsmechanismen. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 101-210.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX2/PTGS2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pghs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5743
GenID	19225
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-210 von Maus-COX2/PTGS2 (NP_035328.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q05769
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel