

Anti-Cox5A Monoklonaler Antikörper (Kd-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If, Elisa - P20674

Artikelnummer: CM0010766



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COX5A, eine mitochondriale Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit. Validiert für WB, IHC-P, IF und ELISA; reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Mitochondrien- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validated] COX5A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	VA; COX; COX-VA; MC4DN20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9377
GenID	9377
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20674
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel