


Anti-Cox5A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20674

Artikelnummer: CM0022173



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes COX5A, validiert für Knockout-Modelle. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein mitochondriales Protein mit 16 kDa. Ideal für die Erforschung der oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] COX5A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	COX5A; COX; COX-VA; VA; Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 5A; 5A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9377
Gen-ID	9377
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-150 des humanen COX5A entspricht (NP_004246.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20674
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Kühlakku