


Anti-Cox5A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20674

Artikelnummer: CM0027234



Einführung

Kaninchen polyklonaler COX5A-Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung an mitochondrialer Komplex IV. SWISS: P20674.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9377
GenID	9377
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von menschlichem COX5A (NP_004246.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20674
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Eisbeutel