


Anti-Cox5B Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10606

Artikelnummer: CM0005860



Einführung

Maus monoklonaler Antikörper gegen menschliches COX5B (Cytochrom-c-Oxidase-Untereinheit 5B, mitochondrial). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Fusionsprotein als Immunogen. Für Forschung zur oxidativen Phosphorylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	COX5B Maus mAk
Bemerkungen/Alias	COXVB
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1329
GenID	1329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz Aminosäuren 29-129 des menschlichen COX5B (NP_001853.2) enthält
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P10606
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel